共振法测定杨氏模量及其与温度的关系实验

【教学目的】

- 1. 学习用弯曲共振法测定材料的杨氏模量;
- 2. 学习用内插法测量、处理实验数据;
- 3. 了解压电换能器的功能,熟悉信号源、示波器和温控器的使用;
- 4. 培养综合运用知识和实验仪器的能力。

【教学内容】

- 1. 测量样品的质量、长度和直径;
- 2. 用支撑式测定支架测试样的弯曲振动频率,并求出试样的杨氏模量;
- 3. 用悬挂式支架测不锈钢棒在不同温度 T 下的弯曲振动频率 f,并求出相应的杨氏模量 E。做出 f-T 曲线和 E-T 曲线。

【教学要求】

- 1. 认真阅读实验课本和有关资料(信号发生器、示波器、温控器等)并仔细观察实验装置。 重点阅读课本中"注意事项"一节;
- 2. 样品质量和长度各测量一次,直径测量 3-6次,求平均值;
- 3. 对支撑式测试架要求做铜和不锈钢两种样品:
 - (1) 采用两种方法:极值法(正弦波振幅)和相位法(李萨如图形)测量共振基频;
- (2)支撑点(悬挂点)置于节点的正负 30mm 范围内,对各不同位置 x 测量共振频率 f,做 f-x/L 曲线(L 为棒长),通过内插确定支撑点在节点位置的共振频率;
 - (3) 用课本 34.7 式求杨氏模量 E, 并进一步求 Δ E:
 - (4)观察和测定试样的一次谐波共振频率。
- 4. 对悬挂式装置,要求做不锈钢样品。用高温悬丝挂好样品,然后重复要求 3 中(1)-(4) 项内容:
- 5. 将悬挂的不锈钢样品移至加热炉内:
- (1) 测量不同温度 (室温、100 °C、150 °C、200 °C、250 °C、300 °C、350 °C、400 °C、450 °C、500 °C)下的共振频率 f,并求出相应的杨氏模量 E;
 - (2)做 f-T 曲线和 E-T 曲线。
- 6. 实验完毕,所有用品复原,断电,关炉,防火。

【教学难点】

- 1. 正确判断真假共振信号。
- 2. 实验过程中保护压电换能器。
- 3. 采用悬挂法时, 悬丝必须捆紧, 并使试样处于正确位置。
- 4. 试样进入加热炉中时,它和悬丝不能接触任何物体。
- 5. 加热炉升温,采用阶梯升温方式。
- 6. 升温时应注意防烫,在关断加热炉之后,由于炉温下降较慢,注意防火。

【问题讨论】

- 1. 你在实验中是否发现假共振峰,是何原因?如何判断?如何消除?
- 2. 悬挂时捆绑的松紧,悬丝的长短、粗细、材质、刚性都对实验结果有影响,是何原因?可否消除?